


Anti-Hsf2 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q03933

商品番号: CM0021852



前書き

ヒトHSF2（ヒートショック因子タンパク質2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。ストレス応答および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSF2 Rabbit pAb
備考/別名	HSF 2; HSTF 2; HSF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3298
GeneID	3298
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHSF2（Q03933）のアミノ酸39-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03933
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ