


Wb、Elisa用 抗Hslウサギポリクローナル抗体 - Q05469

商品番号: CM0020663



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のHSLウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHSLに反応します。ホルモン感受性リパーゼ（HSL）は、トリグリセリドおよびコレステリルエステルを加水分解することで脂質代謝において重要な役割を果たします。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSL ウサギ pAb
備考/別名	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3991
免疫原	ヒトLIPE (NP_005348.2) のアミノ酸900-1000に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05469
タンパク質分子量	117kDa
発送	保冷バッグ