


## Anti-Hsl/Lipe Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

商品番号: CM0007105



### 前書き

ヒトHSL/LIPEに対するウサギモノクローナル抗体。  
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応  
します。脂質代謝、ホルモン感受性リパーゼ、および  
ステロイド生成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名        | HSL/LIPE Rabbit mAb                                           |
| 備考/別名      | HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE                         |
| 種          | ヒト                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3991                                                          |
| 遺伝子ID      | 3991                                                          |
| 免疫原        | 合成ペプチド：ヒトHSL/LIPE (NP_005348.2) のアミノ酸901-1000内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース        | ウサギ                                                           |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                        |
| SWISS      | Q05469                                                        |
| タンパク質分子量   | 117kDa                                                        |
| 配送         | アイスバッグ                                                        |