

WbおよびElisa用 抗Hsp105/Hsph1 ウサギモノクローナル抗体 - Q92598

商品番号: CM0009943



前書き

ヒト熱ショックタンパク質105

kDa (HSP105/HSPH1) に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ストレス応答やタンパク質フォールディングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP105/HSPH1 Rabbit mAb
備考/別名	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10808
GeneID	10808
免疫原	ヒトHSP105/HSPH1 (Q92598) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q92598
タンパク質分子量	97kDa
配送	氷袋