

Anti-Hsp105/Hsph1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q92598

商品番号: CM0030439



前書き

ヒトHSP105/HSPH1（HSP105A/B、NY-CO-25）に対する高品質のウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。ストレス応答とシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP105/HSPH1 ウサギ pAb
備考/別名	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10808
遺伝子ID	10808
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92598
タンパク質重量	97kDa
配送	保冷バッグ