


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Hsp20/Hspb6ウサギモノクローナル抗体 - O14558

商品番号: CM0011233



前書き

ヒトHSP20/HSPB6（O14558）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。分子シャペロン機能、ストレス応答、心筋保護の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	HSP20/HSPB6ウサギmAb
備考／別名	HEL55；Hsp20；PPP1R91；HSP20/HSPB6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	126393
GeneID	126393
免疫原	ヒトHSP20/HSPB6（O14558）のアミノ酸70～150内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14558
タンパク質分子量	17 kDa
配送	保冷バッグ