


Wb、Elisa用 抗Hsp20/Hspb6 ウサギポリクローナル抗体 - O14558

商品番号: CM0029088



前書き

CamelBioは、ヒトHSP20/HSPB6（Hsp20、HEL55）を標的とするウサギポリクローナル抗体を供給し、WBおよびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性があります。分子シャペロン機能、心筋収縮力、ストレス応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP20/HSPB6 ウサギ pAb
備考/別名	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	126393
GeneID	126393
免疫原	組換えタンパク質；ヒトHSP20/HSPB6（NP_653218.1）のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O14558
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ