


Wb用 抗Hsp27/Hspb1 モノクローナル抗体 - P04792

商品番号: CM0003964



前書き

HSP27/HSPB1 (P04792)
を標的とするウサギ由来モノクローナル抗体です。W
B、IF/ICC、IF-
P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、
ラットと反応します。ストレス応答、シャペロン、神
経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP27/HSPB1 ウサギmAb
別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3315
遺伝子ID	3315
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤