


Anti-Hsp27/Hspb1 ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済み] For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

商品番号: CM0009649



前書き

ヒトHSP27/HSPB1に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。分子シャペロン機能、ストレス応答、細胞骨格ダイナミクスの研究に信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] HSP27/HSPB1 ウサギ mAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3315
GeneID	3315
免疫原	ヒトHSP27/HSPB1のアミノ酸1-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001531.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ