

Wb、Fc、Elisa用 抗Hsp40 ラビットモノクローナル抗体 - P25685

商品番号: CM0004240



前書き

ヒトHSP40/DNAJB1をターゲットとし、WB、細胞内FC、ELISAに対応する高性能なラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シャペロン、ヒートショック、HSC70相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP40 ラビット mAb
備考/別名	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; dnaJ相同サブファミリーBメンバー1; HSP40
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3337
遺伝子ID	3337
免疫原	ヒトDNAJB1/HSP40 (NP_006136.1) のアミノ酸241-340領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC (細胞内), ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25685
タンパク質分子量	27kDa/38kDa
配送	氷袋