

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hsp47/Serpinh1モノクローナル抗体 - P50454

商品番号: CM0003359

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用として検証された高品質な抗HSP47/SERPINH1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。serpin H1コラーゲンシャペロンを標的とし、診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP47/SERPINH1 Rabbit mAb
備考/別名	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	871
GeneID	871
免疫原	合成ペプチド ヒトHSP47/SERPINH1 (P50454) のアミノ酸319-418領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50454
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ