

抗Hsp47/Serpinh1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P50454

商品番号: CM0014979

前書き

ヒトHSP47（SERPINH1、P50454）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで使用可能。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性HSP47を検出し、コラーゲンシャペロンの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP47/SERPINH1 ウサギpAb
別名	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	871
GeneID	871
免疫原	ヒトHSP47/SERPINH1（NP_001226.2）のアミノ酸139～418番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50454
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤