


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hsp60/Hspd1 モノクローナル抗体（ウサギ Mab） - P10809

商品番号: CM0003113



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用の高品質な抗HSP60/HSPD1
ウサギ

モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、コムギ
で検証済み。タンパク質フォールディング研究のため
のミトコンドリアシャペロニンHSP60（61
kDa）を標的とします。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	HSP60/HSPD1 ウサギ mAb
備考/別名	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3329
GeneID	3329
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、コムギ
SWISS	P10809
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷剤