


Wb用抗Hsp60/Hspd1ウサギポリクローナル抗体 - P10809

商品番号: CM0015405



前書き

ヒトHSP60/HSPD1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済み、マウス・ラットと交差反応します。ミトコンドリアシャペロン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP60/HSPD1 ウサギpAb
備考/別名	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3329
GeneID	3329
免疫原	ヒトHSP60/HSPD1 (NP_002147.2) のアミノ酸27～240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10809
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	氷袋