

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hsp70モノクローナル抗体 - P0Dmv8 / P0Dmv9

商品番号: CM0006886



前書き

ヒトHSP70 (HSPA1A/HSPA1B)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB
、IHC-
P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、
ラット、コムギ、トウモロコシと反応します。免疫原
：HSP70のアミノ酸500-600。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	HSP70 Rabbit mAb
備考/別名	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
種	ヒト
GeneID	3303/3304
免疫原	ヒトHSP70のアミノ酸500-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_005336.3)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、コムギ、トウモロコシ
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
タンパク質分子量	70 kDa
配送	アイスバッグ