

ウエスタンブロット、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Hsp70/Hspa1A

ウサギポリクローナル抗体 - P0Dmv8/P0Dmv9

商品番号: CM0014129



前書き

ヒトHSP70

(HSPA1A)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ストレス応答とタンパク質フォールディングに参与する重要な分子シャペロンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP70 ウサギ pAb
備考/別名	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3303/3304
免疫原	合成ペプチド：ヒトHSP70/HSPA1 (NP_005336.3)のアミノ酸500-600に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
タンパク質分子量	70 kDa
輸送	アイスバッグ