


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hsp90Aポリクローナル抗体 - P07900

商品番号: CM0013987



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証されたウサギポリクローナルHsp90α抗体。細胞周期制御およびシグナル伝達に関与する分子シャペロンであるヒートショックタンパク質HSP 90-alphaを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsp90α Rabbit pAb
備考/別名	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3320
GeneID	3320
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07900
タンパク質分子量	85kDa
配送	氷袋