


Wb、Elisa用 抗Hsp90A/Bウサギモノクローナル抗体 - P07900 / P08238

商品番号: CM0010290



前書き

ヒトHsp90α/βに対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。シャペロン研究、シグナル伝達、ミトコンドリア輸送研究に適しています。ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsp90α/β ウサギ mAb
備考/別名	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90α/β
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3320/3326
遺伝子ID	3320/3326
免疫原	ヒトHsp90α (P07900) のアミノ酸533-732に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P07900/P08238
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷バッグ