


Anti-Hsp90B ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P08238

商品番号: CM0006425



前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証されたHsp90βウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、イネと交差反応します。熱ショックタンパク質およびシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hsp90β ウサギ mAb
備考/別名	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3326
免疫原	ヒトHsp90βのアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_031381.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、イネ
SWISS	P08238
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋