

WbおよびElisa用 Anti-Hspa12A モノクローナル抗体 - O43301

商品番号: CM0003652

前書き

ヒトHSPA12Aに対するウサギモノクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内在性HSPA12Aを検出します。SORL1を介した輸送および熱ショック応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA12A ウサギ mAb
備考/別名	HSPA12A ; HSPA12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259217
GeneID	259217
免疫原	合成ペプチド ヒトHSPA12A (O43301) のアミノ酸50-150に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43301
タンパク質分子量	75 kDa
発送	保冷バッグ