

Anti-Hspa14 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q0Vdf9

商品番号: CM0029354

前書き

ヒトHSPA14に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反します。リボソーム関連複合体およびタンパク質フォールディングの研究に最適です。CamelBioからご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA14 ウサギ pAb
備考/別名	HSP70-4; HSP70LI; MSANTD7; HSPA14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51182
免疫原	ヒトHSPA14 (NP_057383.2) のアミノ酸240-509に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q0VDF9
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ