

ウエスタンブロッティング用抗Hspa1Lポリクローナル抗体 - P34931

商品番号: CM0018908



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用ウサギ由来抗HSPA1Lポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスのHSPA1Lを認識します。分子シャペロン機能、タンパク質品質管理、精子形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA1L Rabbit pAb
別名	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3305
GeneID	3305
免疫原	ヒトHSPA1L (NP_005518.3) のアミノ酸342～641番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P34931
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	氷袋