


Wb、If/Icc、Elisa用抗Hspa2モノクローナル抗体 - P54652

商品番号: CM0012683



前書き

ヒトHSPA2（HSP70-2）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。シャペロンを介したタンパク質品質管理や精子形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA2 ウサギmAb
備考/別名	HSP70-2; HSP70-3; HSPA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3306
GeneID	3306
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54652
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	保冷剤