


Anti-Hspa2 ウサギポリクローナル抗体 - P54652

商品番号: CM0028942



前書き

HSPA2 Rabbit

pAbはウサギ由来のポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。シャペロン機能、タンパク質品質管理、精子形成に関与する熱ショックタンパク質であるヒト、マウス、ラットのHSPA2と反応します。ストレス応答や細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA2 Rabbit pAb
別名	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3306
遺伝子ID	3306
免疫原	ヒトHSPA2（NP_068814.2）のアミノ酸400～639番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P54652
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	保冷剤