

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hspa4ウサギモノクローナル抗体 - P34932

商品番号: CM0002807

前書き

ヒトHSPA4（熱ショック70kDaタンパク質4）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ストレス応答およびタンパク質フォールディング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA4 ウサギ mAb
備考/別名	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3308
免疫原	ヒトHSPA4（P34932）のアミノ酸700-800に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34932
タンパク質分子量	94 kDa
輸送	保冷バッグ