

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Hspa4 ウサギポリクローナル抗体 - P34932

商品番号: CM0023863

前書き

ヒトHSPA4（熱ショック70kDaタンパク質4、APG-2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。ストレス生物学やシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA4 ウサギ pAb
備考/別名	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3308
免疫原	ヒトHSPA4 (NP_002145.3) のアミノ酸680-840に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34932
タンパク質分子量	94kDa
発送	保冷バッグ