

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Hspa4Lポリクローナル抗体 - O95757

商品番号: CM0021622

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされた高品質なHSPA4Lウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヒートショックタンパク質70ファミリーのシャペロン機能およびストレス応答の研究に最適です。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPA4L Rabbit pAb
備考/別名	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22824
GeneID	22824
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトHSPA4L (NP_055093.2) のアミノ酸500-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95757
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋