

## 抗Hspa6ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P17066

商品番号: CM0028779



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのHSPA6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。熱ショックタンパク質70ファミリーのシャペロン機能およびストレス応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | HSPA6 ウサギpAb                                       |
| 備考/別名      | HSP70B', HSPA6                                     |
| 種          | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3310                                               |
| 遺伝子ID      | 3310                                               |
| 免疫原        | ヒトHSPA6の474-643アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_002146.2) |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, ELISA                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | P17066                                             |
| タンパク質重量    | 71kDa                                              |
| 配送         | アイスパック                                             |