

Anti-Hspb2 ラビットポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - Q16082

商品番号: CM0024063



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-HSPB2ラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。免疫原：組換えタンパク質（aa 1-182）。ストレス応答およびDMPK制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPB2 Rabbit pAb
備考/別名	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3316
GeneID	3316
免疫原	ヒトHSPB2 (NP_001532.1) のアミノ酸1-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16082
タンパク質分子量	20kDa
配送方法	アイスバッグ