

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Hspb7 ポリクローナル抗体 - Q9Uby9

商品番号: CM0021564



前書き

ヒトHSPB7 (cvHSP)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロット、IHC-
P、ELISAアプリケーションに適しています。マウス
およびラットと交差反応します。心血管およびストレ
ス応答研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPB7 Rabbit pAb
備考/別名	cvHSP; HSPB7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27129
遺伝子ID	27129
免疫原	ヒトHSPB7 (NP_055239.1) のアミノ酸1-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBY9
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷バッグ