

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Hspb8/Hsp22ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ujy1

商品番号: CM0011577



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みの組換え抗HSPB8/HSP22ウサギモノクローナル抗体。ヒトHSPB8を標的とし、マウス、ラット、サルと交差反応します。タンパク質品質管理研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPB8/HSP22ウサギmAb
備考/別名	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26353
GeneID	26353
免疫原	ヒトHSPB8/HSP22のアミノ酸1〜196に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055180.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	Q9UJY1
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ