

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Hspb8/Hsp22 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujy1

商品番号: CM0020591



前書き

ヒト HSPB8/HSP22 (H11, HMN2, CMT2L) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。タンパク質品質管理、筋生物学、神経変性疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPB8/HSP22 ウサギ pAb
備考/別名	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26353
GeneID	26353
免疫原	ヒト HSPB8/HSP22 のアミノ酸1-196に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055180.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJY1
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ