


Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P61604

商品番号: CM0011601



前書き

ヒトHSPE1（HSP10/CPN10）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアシャペロンおよびストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPE1/HSP10/CPN10 ウサギ mAb
備考/別名	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3336
遺伝子ID	3336
免疫原	ヒト HSPE1/HSP10/CPN10 (P61604) のアミノ酸50-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61604
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ