

Anti-Htr1B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P28222

商品番号: CM0019137



前書き

ヒトHTR1B（5-HT1Bセロトニン受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。神経科学および受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR1B Rabbit pAb
備考/別名	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3351
遺伝子ID	3351
免疫原	ヒトHTR1B (P28222) のアミノ酸1-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P28222
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋