


Htr1Dウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P28221

商品番号: CM0020528



前書き

ヒトHTR1D（セロトニン受容体1D/5-HT1D）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。神経科学やGPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR1D ウサギ pAb
備考/別名	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3352
GeneID	3352
免疫原	合成ペプチド：ヒトHTR1D (NP_000855.1) のアミノ酸150～250領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28221
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋