


抗Htr2Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P28223

商品番号: CM0023692



前書き

ヒトHTR2A（5-HT2Aセロトニン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスサンプルを用いたWB、IF/ICC、ELISAでの使用が確認済みです。神経科学およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR2A Rabbit pAb
別名	HTR2; 5-HT2A; HTR2A
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3356
遺伝子ID	3356
免疫原	合成ペプチド - ヒトHTR2A（NP_000612.1）のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	P28223
タンパク質分子量	53kDa
配送方法	氷袋