

Anti-Htr2C (5-Ht2C) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P28335

商品番号: CM0016486



前書き

ヒトHTR2C（5-HT2Cセロトニン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応性を示し、免疫原はアミノ酸120-220領域に位置します。神経薬理学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR2C Rabbit pAb
備考/別名	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3358
GeneID	3358
免疫原	ヒトHTR2C (NP_000859.2) のアミノ酸120-220領域内の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28335
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ