


Wb、If、Ihc-P、Elisa用抗Htr3Aモノクローナル抗体 - P46098

商品番号: CM0007026



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAでバリデーションされたウサギモノクローナル抗HTR3A抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のセロトニン受容体3Aを検出；神経科学およびイオンチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR3A Rabbit mAb
備考/別名	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3359
GeneID	3359
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46098
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ