


抗Htr3Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P46098

商品番号: CM0030139



前書き

ヒトHTR3A（5-HT3受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。神経シグナル伝達におけるセロトニン開口型イオンチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR3A Rabbit pAb
別名	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3359
遺伝子ID	3359
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46098
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	氷袋梱包