

Wb、Elisa用抗Htr4ウサギポリクローナル抗体 - Q13639

商品番号: CM0025207



前書き

ヒトセロトニン受容体4（HTR4）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。神経科学、心血管研究、GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTR4 Rabbit pAb
備考 / 別名	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3360
GeneID	3360
免疫原	ヒトHTR4（NP_000861.1）のアミノ酸350～384番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13639
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋