


Wb、Elisa用抗Htra2ウサギモノクローナル抗体 - O43464

商品番号: CM0011282



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質抗HTRA2ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのHTRA2（約49 kDa）を認識します。アポトーシス、神経変性、パーキンソン病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTRA2 ウサギmAb
別名	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
対象種	ヒト
遺伝子ID	27429
免疫原	ヒトHTRA2（O43464）のアミノ酸100～200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43464
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤