

フローサイトメトリー用 抗ヒトAgtr2 モノクローナル抗体 - P50052

商品番号: CM0010704



前書き

フローサイトメトリー向けに、ヒトAGTR2（AT2受容体）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。心血管研究や細胞シグナル伝達研究に適しており、ヒトAGTR2と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトAGTR2 mAb
別名	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	186
GeneID	186
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAGTR2 (NP_000677.2) のアミノ酸1-45番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P50052
タンパク質分子量	41kDa
配送方法	氷袋