


抗ヒトアルブミンウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P02768

商品番号: CM0018334



前書き

CamelBioの抗ヒトアルブミンウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-

P、IF/ICC、およびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。アルブミンの機能、亜鉛輸送、および薬物結合に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルブミンウサギpAb
備考/別名	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	213
GeneID	213
免疫原	ヒトアルブミン (NP_000468.1) のアミノ酸25-609に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02768
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ