

フローサイトメトリー用抗ヒトB7-H2/Cd275 (Icosl) モノクローナル抗体 () - O75144

商品番号: CM0004414



前書き

ヒトB7-H2/CD275（ICOSリガンド）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞共刺激および免疫チェックポイント研究に最適で、ヒトに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトB7-H2/CD275 mAb
別名	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23308
GeneID	23308
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	O75144
タンパク質分子量	20kDa/33kDa34kDa
発送	氷袋