

フローサイトメトリー用 抗ヒト B7-H2/Cd275 モノクローナル抗体 - O75144

商品番号: CM0008633



前書き

ヒトB7-

H2/CD275 (ICOSLG) に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。T細胞共刺激および免疫チェックポイント研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト B7-H2/CD275 mAb
備考/別名	ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; ICOS ligand
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23308
遺伝子ID	23308
免疫原	ヒトB7-H2/CD275 (NP_056074.1) のアミノ酸19-256に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75144
タンパク質分子量	20kDa/33kDa/34kDa
出荷	アイスバッグ