


ヒト抗Cd100/Sema4Dモノクローナル抗体（）If/IccおよびFc用 - Q92854

商品番号: CM0010698



前書き

免疫蛍光（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）アプリケーション用に設計された、ヒトSemaphorin-4D（CD100/SEMA4D）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。この抗体は、神経発達および免疫応答を調節する細胞表面受容体であるヒトSEMA4Dを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD100/SEMA4D mAb
備考/別名	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10507
GeneID	10507
免疫原	ヒトSemaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) のアミノ酸22-734に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92854
タンパク質分子量	82kDa/96kDa
配送	アイスバッグ