

フローサイトメトリー用 抗ヒト Cd105/エンドグリン モノクローナル抗体 - P17813

商品番号: CM0009725



前書き

直接フローサイトメトリー用の 標識ウサギ抗ヒト CD105/エンドグリン
モノクローナル抗体。細胞外ドメインを標的とし、血管新生、TGF- β シグナル伝達、血管生物学研究における内皮細胞の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD105/エンドグリン mAb
備考/別名	ENG; END; HHT1; ORW1; エンドグリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2022
GeneID	2022
免疫原	ヒト CD105/エンドグリンのアミノ酸 26~337 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001108225.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P17813
タンパク質分子量	67kDa/70kDa
配送	保冷バッグ