

フローサイトメトリー用抗ヒトCd116モノクローナル抗体 () - P15509

商品番号: CM0010286



前書き

フローサイトメトリー用、結合ラビット抗ヒトCD116 (GM-CSF受容体アルファ) モノクローナル抗体。CSF2RAを標的とし、造血細胞の増殖と分化に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒトCD116 mAb
備考/別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1438
GeneID	1438
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD116 (NP_006131.2) のアミノ酸23-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15509
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ