

フローサイトメトリー用 Anti-Human Cd116 モノクローナル抗体 - P15509

商品番号: CM0007733



前書き

ヒトCD116（CSF2RA/GM-CSFRα）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。造血細胞の増殖と分化の研究に適しています。SWISS: P15509。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD116 mAb
備考/別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
種	ヒト
GeneID (Human)	1438
GeneID	1438
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD116（NP_006131.2）のアミノ酸23-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15509
タンパク質分子量	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
輸送	保冷バッグ