

フローサイトメトリー用 抗ヒト CD117/C-Kit モノクローナル抗体 - P10721

商品番号: CM0012391



前書き

ヒト CD117/c-Kit を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。造血幹細胞および肥満細胞研究、ならびに腫瘍学アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト CD117/c-Kit mAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	3815
免疫原	ヒト CD117/c-Kit (NP_000213.1) のアミノ酸 26-520 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
輸送	保冷バッグ